

Fast Facts

Funktionalität	Edition Pro	Edition Expert
Lernfunktionen		
Tonaudiometrie		
Hörschwellen ohne/mit Vertäubung	X	X
Unbehaglichkeitsgrenzen	X	X
Genauere Überprüfung des Ablaufs / Direktes Feedback bei Fehlern	X	X
Weitere Hörprüfungen		
Stimmgabeltests (Weber, Rinne)	X	X
Otoskopie	X	X
Tympanometrie	X	X
Krankengeschichte / Diagnose	X	X
Auswertung		
Gesamtauswertung		
Anzeige Übungsauswertung	X	X
Anzeige Prüfungsauswertung		X
Betreuerfunktionen		
Verwalten von Patientenprofilen		
Hinterlegen von Patientenprofilen durch Audiogramm, Tympanogramm und Otoskopiebilder	X	X
Patienten mit Pathologien		X
Anpassung der Überhörwerte verschiedener Hörer		X
Verwalten von Übungen (einstellbare Parameter)		
Verschiedene Übungstypen und Übungslevel	*1	X
Individuelle Konfiguration der Kontrolle des Messablaufs (Flussdiagramm)		X
Individuelle Konfiguration der Kontrolle der Patientensicherheit		X
Individuelle Konfiguration der Überprüfung des korrekten Vertäubens		X
Automatisches Prüfen unvertäubter Hörschwellen	X	X
Export/Versand von Übungen an Lernende	X	X
1) Keine Selbstkontrollübungen ohne Fehleranzeige		
Verwalten von Prüfungen		
Definition von Prüfungen durch zahlreiche Parameter (siehe "Verwalten von Übungen")		X
Allgemein		
Audiometriermethoden		
Methode Acoustics (Empfohlen für Hörgeräteakustiker)	X	X
Methode Diagnostics (Empfohlen für Ärzte und Kliniken)	X	X
Benutzerdefinierte Methode	X	X

Weitere Informationen:

www.audiometrie.com

innoForce Est., 9496 Balzers, Liechtenstein,
Tel: +423 384 0100, Fax: +423 384 0101, info@innoforce.com